

Naaldscopie Koffer

Inhoud Naaldartroscopie koffer			
Sterilisatie / afdekken	Anesthesie	Naald artroscopie	Wondzorg
☐ Alcohol/chloorhexidine ☐ Steriele gazen ☐ Steriele afdekdoeken - o Gatdoek groot - o Tafeldoek klein ☐ Steriele handschoenen (maat 6,5 - 8)	☐ Lidocaïne ☐ Opspuitnaald ☐ Spuitje 10cc ☐ Injectienaald	☐ NanoNeedle spullen (zie onder) ☐ Mesje 11 disposable ☐ 50cc spuitje (2x) ☐ Flexibel koppelstuk (2x) ☐ NaCl 1,5L infuuszakken ☐ Nierbekken ☐ (Infuus drukzakken)	☐ Steristrips ☐ Eilandpleisters ☐ Drukverband

De NanoNeedle handpiece & inbreng set (steriel)

- A. De NanoNeedle scope
- B. Het console
- C. HDMI aansluiting van NanoNeedle aan het console
- D. Scherpe trocar (na benadering wordt deze verwijderd uit het gewricht, canule [E] blijft in het gewricht)
- E. Canule (blijft in het gewricht)
- F. Kalibreervlag, mag pas verwijderd worden als de console aangeeft dat de NanoScope is gekalibreerd.
- G. Kalibreerknop

